

LoggerPro er et værktøj til at tilpasse data til modeller


LoggerPro er et licenseret program som de fleste skoler dog anvender og også har tilladelse til at installere på elevcomputere. Typisk er der en adgangskode til installationsfilen som skolens lærere kan udlevere.

Installation på PC

Når installationsfilen åbnes, bekræftes alle valg, og programmet kan startes fra Windowsknappen.

Installation på Mac


LoggerPro distribueres som en diskfil. Åben diskfilen ved dobbeltklik, og når diskfilen er åben, er der en pakkefil (*.pkg), som man skal åbne ved at dobbeltklikke på den. Herefter er der en række af dialogbokse man skal svare 'Fortsæt' og 'Enig' til. Til sidst trykkes på 'Installer', og man skal skrive sin adgangskode til computeren og trykke på 'Installer programmer'. Figur 1 viser det skærmbillede LoggerProinstallation slutter med. Tryk herefter 'luk'.



Figur 1. Slutbillede ved installation af LoggerPro.

Herefter foreslår LoggerPro at man flytter installationsprogrammet til papirkurven. Svar 'Flyt til papirkurv'. I Finder → Programmer er der nu en mappe der hedder 'Logger Pro 3'. Dobbeltklik på mappen. I mappen er der en programfil der hedder 'LoggerPro 3'. Dobbeltklik på den for

at starte LoggerPro. Som vist i figur 2, advarer Mac-systemet om at programmet ikke er hentet i AppSore og derfor potentielt kan udgøre en risiko for systemet. Klik på 'åben'.



Figur 2. Advarsel fra Mac-systemet om at programmet kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

Mangler programfilen gøres følgende i 'Finder': Dobbeltklik på 'Experiments' og dobbeltklik på 'startup.cmb1'. Efter tryk på 'Vis program' kommer et vindue op med LoggerPro-programmet. Tryk <CTRL>+museklik på filen. Og vælg 'Opret henvisning'. Træk henvisningen over i 'Programmer'. LoggerPro kan nu startes fra 'Finder' → 'Programmer' → 'LoggerPro-henvisning'.